

取扱説明書

グラフテック株式会社

WR3320 取扱説明書(WR3320-UM-102 第2版) 正誤表

WR3320 取扱説明書 WR3320 - UM - 102 第2版に追加および下記の誤りがありましたので、訂正いたします。

● P23 のインタフェースの項目に下記の内容を追加いたします。

<追加説明>

WR3320 がデータを取り込むと \overline{ACK} 信号を出力して、BUSY 信号を"L"にします。

外部機器は、ACK信号が出力されるまでDATAを保持してください。詳細は、本体取扱説明書のタイミング図をで参照願います。

● P25 の PRINTFORMAT の項目に下記の内容を追加します。

<追加説明>

PFコマンドで、内部データ印字(PF01~PF15)を選択した場合、PLコマンドで設定した周期毎に、自動的に内部データの印字を行います。

● P26 の DATA NO. SET の項目に誤りがありましたので、以下の内容に変更いたします。

誤:(例)データ番号を56に設定する。

DS56 CR/LF

正: (例) データ番号を56に設定する

DN56 CR/LF

● P27 の LABEL PRINTの項目に誤りがありましたので、以下の内容に変更いたします。

また、下記の追加説明を追加いたします。

誤: LP CR/FL (記録の実行)

正: LP CR/LF (記録の実行)

<追加説明>

PF コマンドで内部データ印字(PF01 ~ PF15)が選択されていてもLB とLP コマンドで外部データの印字を行うことができます。ただし、内部データ印字中は、印字終了後にコマンドを受け付け、外部データの印字を行います。

まえがき

このたびは,当社リニアコーダWR3320をお買上げいただき誠にありがとうございます。

WR3320は、従来機種を発展させ、使いやすさ、機能、性能、信頼性をさらに向上させたものです。各種計測分野で幅広くご利用いただけます。

なお、当社では、天災およびご使用側の不注意による事故以外の故障に対して、納入後1ヶ年間無償にて修理します。これを過ぎてからの保守作業は、定期、またはその都度の保守契約によって処理させていただきます。

開梱作業が終りましたら、本機を正しくお使いいただくため、ご使用前に本書を良くお読みください。不用意に通電したり、本書指定外の部分を分解すると、人体に危険を及ぼしたり、修復不能の事故を起こしたりすることがあります。

使用前に知っておいていただきたい注意

開梱が終ったら

開梱が終りましたら、外観を点検し、付属品の数量を本書27 ページの表と照合してください。万一損傷、不備があったときは、巻末に記載の営業所またはご購入先にご連絡ください。

レコーダの据付場所

本器は,通常環境の室内で水平に設置して使用します。 次のような環境での使用はさけてください。

- ① チリ・ごみ・塩分・腐触性ガスなどの多い場所。
- ② 使用定格外の温度・湿度になっている場所。
- ③ 直射日光の当る場所。
- ④ 振動・衝撃の甚しい場所。
- ⑤ 雷などのサージ電圧や防害電波などの流入しやすい場所。

使用電源

 $AC100V\pm10%$ 配線容量10A以上,保護接地を容易に行う ことのできる電源を使用してください。

注 意

本器は,100V以外の配電線で使用するために電源電圧セレクタが底面に取付けてあります。他のすべての操作に先立ち必ず使用電源電圧と本器の電源電圧セレクタを合せてください。

記録紙について

本器は,感熱記録紙を使用しています。感熱記録紙は発色特性・表面平滑度等がトレースの良否に,大きな影響を及ぼしますので,必ず,当社の記録紙を使用してください。

ペンについて

ペンには交換時以外に手をふれないようにしてください。 交換の際 はペン圧を極度に小さくしたり、ペンを紙から浮かせないでください。ペンを破損する恐れがあります。

データの保管について

記録紙は熱化学反応を利用した感熱紙です。記録データの取扱いに は次の注意事項をお守りください。

- ① 直射日光下に置かないでください。
- ② 高温(50℃)下に置かないでください。
- ③ なるべく光を遮断したところに置いてください。 蛍光灯・自然光が当ると数ヶ月で記録濃度が低下します。
- ④ 塩化ビニール袋内に保管しないでください。
- ⑤ 湿ったジアゾコピー紙と重ねないでください。
- ⑥ 酸類・アルコール・エステルケトン等に触れさせないでくださ V١٥

ペンの保護機能について

ベン先を保護するため次の場合は、ペンの熱源が切れペンの動きが 止まるようになっています。

- ① 記録紙がなくなった時。
- ② STOP ボタンを押して,紙送りを止めた時。
- ③ ベン上げレバーを押し上げ、ペンを紙から浮かした時。

記録紙をセットする時

ヒートスイッチが OFF になっていることを確かめてから、記録紙 をセットしてください。

警報ブザーについて

次の場合は、警報ブザーがなりペンの熱源が切れ、ペンの動きが止 まります。

- ① 記録紙がなくなった時。
- ② ベン上げレバーを押し上げ、ベンを紙から浮かした時。

髙周波入力について

サーボ系の精度が保証されるのはサーボアンプが未飽和のときです。 ペンの応答速度以上の高周波入力を加えますと,アンプが飽和しま すので注意してください。

輸出に関するご注意とお願い

本器は、外国為替および外国貿易管理法による戦略物資など輸出規制品に該当しませんが、日本国外に持ち出す 際には,弊社の非該当証明書発行等の必要な手続きをお取りください。

1.	各部名称と機	能	1
	1-1 本 体	\$	1
	1 — 2 水平部	设置時の上面	2
	1 - 3 水平部	设置時の底面	2
	1-4 背面(,	入力端子列のある面)	2
	1 - 5 制御ハ	パネル	3
	1-6 記録組	ほ送り部	5
	1-7 アンフ	プ ユニット	5
	1-8 ペンモ	Eータとマーカ	7
	1-9 熱ペン	・の交換方法	7
2.			
		ほの装着	
		記録紙について	
		ロール紙の装着	
		折紙の装着	
		記録紙のセッティング	
		巻き取り装置のセット方法	
)接続	
		その接続	
		接続準備	
		入力コードの接続	
		入力コードを使用しない接続	
	2 4 ノイス	『フィルタの設定	14
3.	测定,记得		15
٠.		皮形の記録	
		対調と校正	
		7の操作	
		·タの記録(オプション)	
	3 4 7 7 7 2	2 Y N N D D D D D D D D D D D D D D D D D	.,
4.	外部信号によ	:る制御	20
	4-1 記録動	b作制御	20
	4 - 2 外部機	機器からのプリント制御	22
	4 - 2 - 1	プリンタ(外部モードA)	22
	4 - 2 - 2	プリンタ(外部モードB)	24
_	= . 47 \ 4	「ル取付方法	വ
э.	フックアンク	ル取り万法	28
6.	仕 様		29
	6-1 本体仕	様	29
	6 ー 2 プリア	アンプ仕様	30
	6-3 付属。	료 	30
_	N 60 -		
1.	外 観 凶	<u> </u>	31

1. 各部名称と機能

1-1 本 体




図1-1 上面図




図1-2 底面図

1-2 水平設置時の上面

1-3 水平設置時の底面

図1-2は水平に置いたときの底面図です。電源セレクタ,ヒューズホルダがあります。またこの面はレコーダの放熱面となっていますので、注意してください。

① 電源セレクタ

中央の白線を数字に合せることによって供給電圧に装置を合せ ることができます。この設定を誤ると,極めて危険です。

② ヒューズホルダ +ドライバで左に回すことにより、引出すことができます。 交換時には、指定のものを必ずご使用ください。

1-4 背面(入力端子列のある面)

図1-3は後面図です。外部との接続は、すべてこの面で行います。

③ 保護接地端子

筐体など手で触れることのできる金属部分を大地と同電位にするための、保護接地線の受け端子です。筐体のほか主電源変圧器の2次側中性点および電源コネクタの保護接地にも内部で接続してあります。

④ 電源コネクタ

3線式の接栓受けで中央の導体が保護接地端子です。付属の専 用電源コード以外は押し込んではいけないことになっています。

⑤ 基準電圧出力端子

黒側は,筐体と同電位で,赤側から+1 V \pm 0.2%が出力します。出力抵抗 2 0 0 Ω ,プリアンプの感度校正に使用します。

⑥ 入力端子

この入力端子は、対応するチャネルのプリアンプ入力に直接接 続してあります。黒Gは、ガード端子、赤ーはフローティング アース、赤+は、信号+側の入力端子です。付属の入力ケーブ ルを押し込むことができます。

⑦ ショートバー

黒G, 赤-の間にある金具です。詳細は2-3-2項で用法を 説明します。

- ⑧ 印字用外部入力コネクタ (オブション) 外部のキーボードからブリンタを働かせるための文字信号を入力するコネクタです。端子配列その他の項で詳しく説明します。
- ⑨ 外部制御信号コネクタ外部信号で記録紙送り、ペンの加熱、マーカなどを制御するとき使用するコネクタです。詳細は、4項で説明します。




図 1 - 4(1)

電源をON/OFFするスイッチです。押してロックするとONになり表示灯が点灯します。もう一度押すとOFFになり、表示灯が消灯します。


き 意

電源を投入するときは、次の確認を行ってください。

- ① 底面にある電源電圧セレクタが使用電源電圧に合せてあること。
- ② STOP スイッチが押されていること。

記録紙送りの選択スイッチです。押してロックすると外部からのパルス信号に同期した送りになります。もう一度押すとロックが外れ操作パネルのCHART SPEEDスイッチで送り速度を設定できます。

タイムマーカを動作させる信号の発生頻度を切換えるダイアルスイッチです。 $10\,M$, $1\,M$, $10\,S$, $1\,S$ に対応して, $10\,G$, $1\,G$, $10\,G$




マーカベンを使用しイベントマークを記録するスイッチです。スイッチを押している間,マークが記録されます。



全てのペンの熱源を制御するスイッチです。押してロックすると他のスイッチが記録する条件を満たせば、ペンに通電され記録ができます。

記録紙の巻戻しスイッチです。記録紙がロール紙で、操作部のST-OP スイッチが押されている時のみ動作します。スイッチを押すと記録を中断し約100mm/secの速度で巻戻します。

巻戻し時の注意点が2-1-4項に記載されていますので参照して ください。



ブリンタに読み込むデータの数値を設定するスイッチです。 6 桁のスイッチで年月日または時分秒を設定します。

プリンタのモードの選択スイッチです。

モード	プリント内容
NORM OUT	通電時間等を自動的に記録します。
REAL OUT	時刻・日付等を自動的に記録します。
DATE IN	年月日のデータを設定します。
TIME IN	時分秒のデータを設定します。
PRT EXT	外部からの文字情報を記録します。

プリンタに日付・時間のデータを読み込むスイッチです。スイッチ が押された時にデータを内部の CPU が読み込みます。

プリンタのモードスイッチとサムホイールスイッチとを組合せて使用します。

但し、HEAT スイッチが"OFF"状態もしくは、紙送りが停止しているときのみ有効です。

記録紙送り速度の選択スイッチです。操作部のCHART EXT.スイッチが押されていない時に動作します。 $5\sim500$ の7速度に設定できます。1つも押されていないと5の速度になります。

記録紙送り速度の単位を選択するスイッチです。押してロックすると秒単位(mm/sec)で送ります。もう一度押してロックを外すと分単位(mm/min)で送ります。

記録紙送りの停止スイッチです。押してロックすると紙送りが停止 します。もう一度押してロックを外すと設定された速度で送ります。

記録紙の早送りスイッチです。押されている間,最高速度で送ります。

注 意

※印は印字オプション実装時のスイッチです。

1-6 記録紙送り部




図1-5 記録紙送り部スイッチ

① ロール紙ー折紙切換えスイッチ

記録紙がロール紙の場合,ロール側にスイッチを動かします。 なお、折紙の場合,巻戻しはできません。


② ペン上げレバー

このレバーを手前に引くと、紙送りローラーは、自由に回転できるようになります。また、このレバーを上げたまま、紙送りSTOP スイッチを解除するとブザーが鳴り、ペンの振れなど記録動作は一切行いません。

③ 記録紙検出器

記録紙の有無を検出する検出器が組み込まれています。 また、記録紙終了時にもブザーが鳴り、記録動作が停止します。

1-7 アンプユニット



MEAS. /OFF

入力された微信号を大きくする直流増幅器です。感度によって2種 類のユニットがあります。

入力のON/OFFと校正電圧との切換スイッチです。


MEAS.: 入力信号にしたがってペンが振れます。

OFF : 入力信号とペンが切り離されます。

CAL: 校正電圧が入力されます。

このスイッチをCAL, V側によせると、増幅器入力は、アース側に変り、内部電圧でペンが20mm(AL3301, AH3301)・40mm(AL3302, AH3302)振れます。この幅は、後で説明するGA-IN つまみの位置で変ります。

mV/V (mV/×100mV) このスイッチで RANGE の数値をmV 単位又は V 単位に切換えます。(AL 3301 の場合mV 又は \times 100mV 単位に切換えます。



RANGE

プリアンプがAH3301の場合, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500/cmの9段切換えです。mV/VスイッチがmVであれば, 例えば 5(/cm)とすると5mV でペンが1 cm 偏位する感度になります。

GAIN

RANGE ダイアルの隣同志で起る感度の階段的な変化を補間するとき使用します。右へ回すと感度が上り左へ回すと下ります。MEAS /OFF/CAL. VスイッチをOFFからCAL. Vに切換えたとき、ベンが $20\,\mathrm{mm}$ (AL3301, AH3301), $40\,\mathrm{mm}$ (AL3302, AH3302)振れるように調整すればRANGEにダイアルが選んだ感度になります。

POSITION

ペンの零位置を電気的に設定するつまみです。入力が0ボルトのとき、フルスケールの任意の位置にペンを振ることができます。

アンプネジカバー

アンプ固定ネジがカバーの下にあり、つめでカバーを左へよせると下にネジが見えます。このネジを外すと、プリアンプを引出すことができます。




図1-6


入力信号に混入して来る電源ノイズ(ハムと言います)を除去する 時使用します。

プリアンプを引出すとOFF, $-20 \, \mathrm{dB}$, $-40 \, \mathrm{dB}$ と注記したスイッチが見えます。

このスイッチを $-20 \, dB$, $-40 \, dB$ に設定すると,それぞれノイズ成分を1/10, 1/100 に減らすことができます。

AL3301, AH3301 型プリアンプに内蔵されています。

この資料はWR3320リニアコーダの標準的な特性を示します。






図1-7 WR3320 の周波数特性

1-8 ペンモータとマーカ





図1-8 ペンモータとマーカ

1-9 熱ペンの交換方法



① HEATスイッチ

このスイッチをOFFにすると熱ペンの通電が切れます。また同時 にサーボアンプの入力がアースに落ち、プリアンプと関係しなく なります。ペン交換時の位置合せで使用します。

② ヒータコントロール

熱ペンの発色濃度を調整するボリュームです。右へ回すと記録線 が濃くなり、左へ回すと薄くなります。 ただし、必要以上に濃度を上げるとペンの寿命を短くする原因と なりますので、ご注意ください。

③ 熱ペン

ペン先に非常に小さなヒータがついていて通電すると直ちに発熱 して感熱紙上に記録します。

- ④ イベントマーカ (タイムマーカ)ペン先には、2つのヒータがあり常時はスプロケット穴側のヒータが ONし基線を描きます。反対側についているタイムマーカもこれと同じ動作を行います。
- ① POWERスイッチをOFFにしてください。
- ② 熱ペンに付属しているセットレンチでペンモータの軸の熱ペン固 定ネジをはずしペンモータ軸から熱ペンを抜き取ってください。
- ③ ペンの取り付け前に、ペン圧が強くなるように、バネ板を少し曲げてください。
- ④ POWERスイッチをON, HEATスイッチをOFFにしてください。 新しい熱ペンをペンモータ軸に差し込み, ペン先を記録紙の中央 の基線に合わせ, ネジを付属のセットレンチで軽く締めてくださ い。
- ⑤ POSITIONツマミを早く $2 \sim 3$ 度回して図 c の様にペンの直角性をチェックしてください。

ペン先が中央線からずれると図a, bの様になります。

- ⑥ ペン圧を18~20gにしてください。50gのハカリをペン先に掛け、ペン先が紙面から僅かに浮く時を、18~20gにしてください。
- ⑦ 最後にネジをしっかりと締めてください。

2. 操作準備

2-1 記録紙の装着

2-1-1 記録紙について

WR3320 の記録紙は、ロール紙と折紙とがあります。ペンの振れ幅別、チャネル数別に対応するものが用意されています。いずれも、長さは100mです。

注 意

記録紙の装着にあたっては、まず電源スイッチを"OFF" にするか、電源ケーブルを外してください。

- ① 発色特性は、発色剤、表面の仕上げによって大幅に変ります。
- ② 記録は、熱化学現象で直射日光、高温下の保存、紫外線の影響 を受け変色したり、薄れたりします。
- ③ 塩化ビニール,ジアゾ式のコピー,酸,アルコールの影響を受けます。

注 意

- ① 必ず当社指定の記録紙をお使いください。
- ② 極端な環境条件下の貯蔵,使用はさけてください。
- ③ 発熱する機器の上に置かないでください。

2-1-2 ロール紙の装着

ロール紙ー折紙切換えスイッチ





図2-1 記録紙装着準備

ロール紙は、次の手順で装着します。


- ① 先ず、記録パネルおよび、前ブタを開き、ローラ軸を両手で水 平に上に持ち上げ取出します。
- ② ロール紙ー折紙切換えスイッチをROLL側にします。
- ③ ローラ軸をロール紙に次の要領で結合します。
 - 1) ローラ軸を持ち変えて歯車のない方のフランジを右手で反時計方向に回しはずします。
 - 2) 次に、ロール紙の軸にローラ軸を差し込み反対側からナット が出ていることを確認して今はずしたフランジをねじ込みし っかり固定します。



④ 図2-2のように、歯車を右側にして、片手をそえて記録紙を装着します。

図2-2 ロール紙の装着

2-1-3 折紙の装着



注意:ロール紙-折紙スイッチをZ FOLDに必ずすること。

図2-3 折紙の装着

- ① ロール紙と同じ方法で、ローラ軸を引出します。(折紙のときローラ軸は不要です。)
- ② ロール紙ー折紙切換えスイッチをZ FOLD側にします。
- ③ 折紙の箱のふたを開け、図2-3のように装着します。(チャート番号の多い方を右側にしてください) このとき、前ブタを開いたほうから挿入すると簡単にできます。

2-1-4 記録紙のセッティング





図2-4 記録紙の引出

装着が終ったら次の手順で記録紙を取付けます。

- ① レコーダ本体右側のペン上げレバーを手前に引きスプロケットローラが自由に回転できるようにして記録紙の端を両手でしごくように、当て板の上を滑らせスプロケットローラとの間を潜らせます。スプロケットローラとペン先との間から紙が頭を出したら手でつまんで引上げ、スプロケットとかみ合せます。左側のスプロケットは、左右に動きます。このまま記録紙を引出し適当な所でペン上レバーをもとに復します。(図2-4)
- ② 記録パネルを閉じ、記録紙をパネルの上になじませながら、押 えローラとドラムの間に紙を通します。
- ③ 押えローラをもとにもどします。

2-1-5 巻き取り装置のセット方法







図 2-6

1. 巻き取りボビンのセット

① 巻芯をストックボビンにセットしてください。この時,巻芯の切 欠をボビンギヤ側にしてください。

② ストックボビンを巻き取り装置にセットしてください。この時, ボビンギヤを送り装置パネル側にしてください。






巻き芯についているテープ と一緒に記録紙を巻き込む (ギヤ側より見た図)

図 2 - 7

2. 記録紙のセット

- ① 本体側に記録紙をセットしてください。
- ② 記録紙をピンチローラ,巻き取り装置軸の順にセットし,巻き取りストックボビンに巻き付けてください。

③ 記録紙をさらに2~3回ストックボビンに巻き付け、記録紙全体 に張りを与えてください。



2-2 電源の接続




図2-8

2-3 入力線の接続

2-3-1 接続準備

各スイッチを次のように設定してから接続します。

スイッチ	設 定
POWER スイッチ	OFF
CHART EXT. スイッチ	OFF
HEAT. スイッチ	OFF
STOP スイッチ	STOP
プリアンプ MEAS/OFF/CAL. V	OFF
ペンモータ HEAT ON/OFF	OFF

付属の電源コードをACコネクタにさし込みます。使用電源が保護 接地導線を持っていないときは、忘れずに保護接地端子にアース線 を取付けます。

- ① POWER ON/OFFスイッチをONにします。 これで表示 灯(赤)が点灯し、ペンが一時僅かに振れてもどります。
- ② この状態で適当な速さに CHART SPEED を設定しSTOPスイッチをONにして記録紙の送りのテストを行います。
- ③ 次にペンモータのHEATスイッチをON し遅い速度でCHART STOP を解除し紙を送り、プリアンプのPOSITION スイッチを動かしペンが追従することを確かめます。
- ④ 最後に、操作パネルのHEATスイッチをONにしてペンが記録 線を書くことを確認します。

以上で電源の接続と投入の動作終了です。


① 接続開始時,各スイッチを次のように設定します。


	スイッチ	設 欠	Ē
操作パネル	POWER ON/OFF	ON	
	CHART EXT	OFF	
	TIMING	任意	
	HEAT	OFF	
	PRINT SET *	OF F	
	CHART SPEED	5 mm∕sec	
	STOP	STOP	
プリアンプ	MEAS/OFF	OFF	
	RANGE	任意	
	m V / V (m V / × 1 0 0 m V)	V(×100m)	۷)
ペンモータ	HEAT ON/OFF	OFF	

※ 印字オプション実装時

② 入力信号源のガード端子(シールド側)とWR3320のGRD 端子間の電圧を測定し電位差のないことを点検します。電圧 (AC)計にはっきり出るような場合は、接続をやめ、原因を 探し修正します。

2-3-2 入力コードの接続





- ③ 入力波形を他の方法(例えばC.R.Tオシログラフ)で検定し 500 Vpp をこえぬこと,高周波ノイズが重畳していないこと を確認します。
- ④ 入力形式によっては、ショートバーを事前にはずします。

信号線は、原則として付属の入力ケーブルを使用します。このケーブルは、2芯の絶縁シールド線に入力プラグが接続してあり、図2ー①のように挿入すると芯線の赤が⊕端子に、芯線の白が⊖端子に、シールド線が GRD 端子に接続されます。

注 意

付属の入力ケーブルのプラグを逆方向に挿入すると,ショート バーが取付けてあるときは信号源機器を壊すことがあります。

信号源との接続は、通常ショートバーをつけたまま信号源の接地側に一と GRD を、出力側に+を接続します。しかし、測定条件により、次の説明のような接続を行ってください。

- ① 通常の信号源に対しては、図2-②に示す接続を行います。(ショートバーは外しません)
- ② バイアス電圧のある信号源に対しては、接地に対してインピー ダンスの低い側を⇔とし図2-③のように接続します。 (ショートバーを外す。)
- ③ 差動出力の信号源には、図2-④のように接続します。このときもインピーダンスの低い側を⊖とします。 (ショートバーを外す。)

注 意


- 1) アンプユニットのMEAS/OFF/CALスイッチがOFF になっていること。
- ② 信号源機器の出力と本器の保護接地端子(GND)または入力端子(⊕・⊖または GRD)間に高周波信号や500 Vを越える電圧がないこと。

2-3-3 入力コードを使用しない接続

付属の入力ケーブルを使用しないときは、次のことを守ってくださ い

- ① "+", "-"信号線を同一径路を通すこと。これで両線に誘起するハムなどのノイズのバランスがとれます。これでブリアンプの同相信号除去作用(Common mode rejection = C.M.R作用)が働きます。
- ② 入力ケーブルのシールド線を信号源機器とレコーダの保護接地 端子間の接続に使用するとハム電流がシールド線上に流れ、ノ イズ混入の原因となります。また、無用な接触電圧やハム電流 を拾い込まぬよう絶縁シールドを使わねばなりません。

2-4 ノイズフィルタの設定



FILT OFF -20 dB -40 dB SPAN

CAL V 図 2 -10

(BAL 2) BAL 1




図 2-11

入力信号に混入して来る電源ノイズ (ハムと言います)を除去する 時使用します。

プリアンプを引出すとOFF, $-20 \, dB$, $-40 \, dB$ のスイッチが見えます。(図2-9)

このスイッチを $-20\,dB$, $-40\,dB$ に設定すると,それぞれノイズ成分を1/10, 1/100に減らすことができます。AL3301, AH3301型プリアンプに内蔵されています。この資料はWR3101リニアコーダの標準的な特性を示します。 $[OFF,-20\,dB,-40\,dB$ の表示は裏側面の板を外すとCH2のInput Terminal の左横に表記してあります。(図2-10)]

後パネルはビス4個取ると外れます。(図2-11)

3. 測定・記録

3-1 入力波形の記録

入力波形の測定・記録は次の手順で行います。

電源投入前の点検

電源を投入するときは、次のことを確認してください。

- ① 電源電圧セレクタが使用電源電圧と合っていること。
- ② HEAT.スイッチが OFF になっていること。 (押されていない状態)
- ③ STOPスイッチがSTOPになっていること。(押された状態)
- ④ CHART EXT. スイッチがOFFになっていること。(押されていない状態)
- ⑤ 電源コード,信号ケーブルが正しく接続されていること。

電源の投入

操作部のPOWERスイッチを押してロックします。これで電源が投入され、表示灯が点灯します。

記録紙送り速度

CHART SPEED スイッチを操作し、測定したい信号が記録できる記録紙送り速度に設定します。

零点の設定

使用するチャネルのペンモータ ON/OFF スイッチをON し POWER ON/OFF をON, 紙送りSTOP を解除します。これでゆっくりと紙送りが始まりペンが POSITION つまみに追従するようになります。

POSITION つまみを回してペンを適当な位置に合わせ、MEAS/OFF をMEAS とすると入力信号でペンが振れます。

RANGE の設定

RANGE ダイアルと $mV/V(mV/\times100\,mV)$ スイッチを操作して逐次感度を上げ、適当な振幅に合せます。

次に CHART SPEED を希望する速度に切換え、直ちに HEAT スイッチをON します。これで記録の描画が始まります。

必要な場合は、ペンモータのHEAT CONT.ボリュームを回して線の濃さを調整します。

注 意

始め入力の性質が判っていないとき、感度の設定は、最低か らスタートしてください。

3-2 感度微調と校正

感度微調

RANGE ダイアルの隣同志の設定を補間したいときは、動作中GA-IN つまみを回して感度を微調します。

感度校正

振幅を校正したいときは、プリアンプのMEAS/OFF/CAL・VスイッチをOFFとし零線にペンを合せてCAL・Vにします。これで $20\,mm$ ($40\,mm$)ペンが振れるように GAIN つまみを回します。振幅を正確に校正したいときには、RANGEを $500\,mV/cm$ (AL 3301, AH3301), $250\,mV/cm$ (AL 3302, AH3302) として入力を上側面⑤の基準電圧端子に切換え、それぞれ $20\,mm$, $40\,mm$ ペンが振れるようGAINつまみを回します。

3-3 マーカの操作

イベントマーカ 操作バ

操作パネルのEVENTスイッチを押している間,マーク側を記録します。

タイムマーカ

操作パネルのTIMING ダイアルをマークしたいタイミングにセットします。

タイムマーカは、HEAT ONで始まります。

記録進行中,TIMING(/PULSE),CHART SPEED変更,FAST 送りの操作では,タイムマーカ更新はありません。




図3-1 マーカの記録例

3 ~ 4 プリンタの記録 (オプション)

印字オプション実装時には印字へッドを使用して、文字情報を記録することができます。

記録する文字情報には、内部モード(内部のデータを自動記録)と 外部モード(外部デジタル機器からの文字情報を記録)があります。 この項では、内部モードについて説明します。外部モードについて は 4-2 項で説明します。

内部モードには、ノーマルモードとリアルモードとの2種類があります。

ノーマルモード (NORM . OUT) ノーマルモードでは、年月日・通電時間・記録紙送り速度を自動的 に記録します。

通電時間は、電源投入時を00時00分00秒とし、通電時間を積 算します。通電時間が24時間を超えた場合は、00時00分00 秒より再び始め、日付の更新は行いません。

操作手順


- ① 電源スイッチをOFFにするか、紙送りを停止します。
- ② プリンタのモードスイッチをNORM.OUT に設定します。
- ③ サムホイールスイッチにより左側より年・月・日(各データは2桁の数字)をセットします。設定されたデータがそのまま文字情報として印字されます。

DATE IN	YEAR	- 1	MONTH	1	DAY	T
NORM. OUT	[п		П		ה
DATE IN		- 11	- i	!	1	П
TIME IN T		- []			1	!
PRT. EXT.		_1		<u> </u>	<u> </u>	Ш
TIME IN	HOUR	1	MIN.	1	SEC.	┙

例	1 9 8	88年		1月				1 日		
	ΥE	AR	M	101	νТн		DA	¥Υ		
	8	8		0	1		0	1		

- ④ 電源スイッチをON(押した状態)にするか,紙送りを停止していた場合は,紙送りを開始します。
- ⑤ 記録紙送り速度を設定します。
- ⑥ HEATスイッチをON (押された状態)にすると、文字を記録 します。

文字記録は、記録紙の長さで約450mmごとに繰返し行います。 例 送りを50mm/secに設定し、電源投入後45分経過した 場合は、下記のように記録されます。



注 意

- ① 記録内容は、記録を始める直前のデータです。
- ② 文字記録の途中でサムホイールスイッチのデータまたは 記録紙送り速度を変更しても、記録の文字内容は変更さ れません。
- ③ 記録紙送りが外部同期(CHART EXT. スイッチが押された状態)のときは、EXTERNALと記録します。
- ④ 文字の記録は、記録紙が送られている状態で、HEAT、 スイッチが押されているときのみに行います。
- ⑤ プリンタの制御に使用している情報データは、電源の OFFでクリアーされます。


リアルモード (REAL・OUT) リアルモードでは,年月日・時刻・記録紙送り速度を自動的に記録 します。

時刻は、内蔵された時計によって行いますので、初期の設定が必要です。時刻が24時を経過したときは、日付が自動的に更新されます。また、内蔵の時計は電源をOFFにしてもバックアップ電池によって動作しています。


操作手順

- ① STOP スイッチをSTOPにします。
- ② POWERスイッチをONにします。
- ③ プリンタのモードスイッチをTIME IN に設定します。
- ④ サムホイールスイッチに左側より時・分・秒(各データは2桁の数字)をセットします。時間は24時間でセットします。

1 3 時 1 5 分 0 0 秒 HOUR MIN SEC 1 3 0 0




- ⑤ PRINT SETスイッチを押します。押した時にデータが制御 コンピュータに読み込まれ、時刻の積算を開始します。
- ⑥ プリンタのモードスイッチをDATE INに設定します。
- ⑦ サムホイールスイッチに左側より年・月・日(各データは2桁の数字)をセットします。年のデータは、西暦の末尾2桁として受け取り自動的に閏年の補正を行います。



- ® PRINT SETスイッチを押します。押した時にデータが制御コンピュータに読み込まれます。
- ⑨ プリンタのモードスイッチをREAL OUTに設定します。
- 00 記録紙送り速度を設定します。
- ① HEATスイッチをONにし、STOPスイッチを押してロックを 外すと、記録紙が送り始め文字を記録します。

文字記録は,記録紙の長さで約450mmごとに繰返し行います。 例 送りを100mm/secに設定した場合は,下図のように文字を記録します。



- ② 信号の記録が終了したら、POWERスイッチをOFFにします。
- ③ 再度記録を行う場合は、ブリンタのモードスイッチをREAL OUTに設定したあと、POWERスイッチをONにします。その後⑩項から操作を始めます。日付・時刻はバックアップされていますので自動的に記録されます。
- ④ 日付・時刻を修正する場合は、HEATスイッチをOFF または、STOPスイッチをSTOPとしたあと、③項から操作を始めます。日付または時刻のみの修正も可能です。

注 意

- 1) 記録内容は、記録を始める直前のデータです。
- 2) 記録紙送りが外部同期(CHART EXT.スイッチが押された状態)のときは、EXTERNALと記録します。
- 3) 文字の記録は、記録紙が送られている状態で、HEAT. スイッチがON(押された状態)のときのみ行います。
- 4) 年のデータは、西暦の末尾2桁と判断し、閏年の補正を行います。
- 5) 月日にあり得ないデータをセットした場合,次のように 対処します。
 - 31 日までのデータをセットした時(例 2月30日) その月を31日まで積算後,翌月の1日とします。
 - 32日以上のデータをセットした時(例 2月35日)データを無視し、時計を書き換えません。
- 6) 時分にあり得ないデータをセットした時(例 13時 65分)は、データを無視し時計を書き換えません。

4. 外部信号による制御

4-1 記録動作制御




図4-1 外部制御接続

本器は,次に示す動作を外部信号によって行うことができます。

- ① パルス列による紙送り
- ② タイミングパルスによるタイムマーク
- ③ イベント信号によるイベントマーク
- ④ HEAT ON/OFFの制御
- ⑤ CHART START/STOP の制御 また、外部機器に情報を与える信号出力
- ⑥ 記録紙終了信号
- ⑦ 内部タイミングパルスの出力

表 4 - 1 外部制御信号

信号名称	入出力	動作
CHRT STP	入力	+5V(14番)に短絡またはHighで記録紙送り停止
CHRT CLK	入力	パルスで記録紙送り
HEAT	入力	GND に短絡またはLow でペンヒータ ON
EVENT	入力	GNDに短絡またはLowでイベントマーク
P. END	出力	記録紙終了またはペンアップでLOW
TIM OUT	出力	タイミングマーク時LOW
TIM IN	入力	GNDに短絡またはLowでタイミングマーク
	入力	GNDに短絡またはLowでタイミングマーク

(a) 記録紙送りのストップ

(CHR. STP)



TTL レベル信号

状態)に設定します。

外部からの制御信号によって記録紙送りのストップが制御できます。

この制御を行うときは、STOPスイッチをOFF(押されていない

コントロールコネクタの⑥と⑭にスイッチを接続します。

: 送りストップ ON


OFF : 送りスタート

コントロールコネクタの⑥と⑫に信号を入力します。

: 送りスタート : 送りストップ

(b) 記録紙送りの外部同期 (CHR. CLK)

外部からの信号に同期して記録紙を送ります。 この制御を行うときは、CHART EXT. スイッチをEXT. (押さ れた状態)に設定します。



接点 コントロールコネクタの⑦と⑫に信号を入力します。

H (OFF)・L (ON)を繰返すごとに記録紙を 0.0 2 5 mm送 ります。

【 最高問波数 : 2000pps(2000回/秒)

パルス幅 : 10 # S 以上

送り量 : 0.025mm/パルス

(c) 記録のオン オフ (HEAT.ON)

74LS04 接点 接点 オープンコレクタ TTLレベル信号

外部からの信号によって記録のオン・オフを制御できます。 この制御を行うときは、HEATスイッチをオフ(押されていない態)に設定します。

コントロールコネクタの⑤と⑫に信号を入力します。

L:ON : 記録する。(ペンに通電する。 H:OFF : 記録しない。(ペンに通電しない。)

(d) イベントマーカ

接 点 コントロールコネクタの②と⑨に信号を入力します。

オープンコレクタ

TTLレベル信号


外部からの信号によってイベントマークを記録します。

L・ON : イベントマーク記録

H・OFF : イベント基線の記録

(e) 記録紙の終了信号出力

(CHR. END)



記録紙の残量が無いこと、またはペンがアップしていることを制御信号として①と⑧との間に出力します。

L : 紙の残量が無い。またはペンがアップ。


(記録ができない状態)

H : 紙が有り、ペンがダウンしている。

(記録ができる状態)

(f) タイミング信号出力(TIM: OUT)

74LS04




タイミングマークを記録している場合,その信号を出力します。 他のレコーダのタイミング入力に接続すれば,記録解析の基準にできます。③と⑩との間に出力します。

L : タイミングマーク

H : タイミングマークの基線

(g) タイミング入力

(TIM. IN)



タイミングマーカを同期させたい場合使用します。 タイミングマーカをEXTに設定します。④と⑪に信号を入力します。

L : タイミングマーカ

日 : タイミングマーカ基線

4-2 外部機器からのプリント制御

印字オプション実装時のプリンタ機能について

4-2-1 プリンタ(外部モードA)

本器のプリンタは、外部デジタル機器からの文字情報を記録することができます。

外部機器からの文字情報記録は、内部モード記録の途中に文字データをそのまま記録する方式(外部モードA)と、コマンドにより内部モードの情報・外部からの文字データを選択的に記録する方式(外部モードB)の2種類があります。

外部モードA動作

内部のデータをノーマルモードまたはリアルモードの型式で記録したあと、外部機器からの文字信号を受け取り、記録します。

DATE IN	I YEAR	I MONTH I	DAY
NORM. OUT			
DATE IN TIME IN		1 1 1	
PRT. EXT.			
TIME IN	HOUR	MiN.	SEC. I

注 意

- 外部モードAの動作では、外部機器からの文字信号(AS-C||コード)をそのまま記録します。
- 内部モードの記録途中は、外部機器からの信号は受信できません。

外部モードAの 設定法 プリンタのモードスイッチをNORM. OUT またはREAL OUT に設定します。

文字信号の長さ と文字記録 ① 11文字以下の信号+ターミネータ

1 1 文字以下のデータ (term)

ターミネータまでの文字を記録します。

② 13文字以上の信号+ターミネータ

13文字以上のデータ (term)

バッファメモリに12文字分のデータを取り込み次第に12文字記録し、続いて12文字分のデータを取り込み記録します。 ターミネータを受信するまで繰返します。 バッファメモリに12文字分のデータを取り込み次第に12文字記録し、続いて12文字分のデータを取り込み記録します。 ターミネータを受信するまで繰返します。

③ 11文字以下の信号のみ

バッファメモリにデータを取り込みますが, 記録は行ないません。これ以後, 内部のデータも記録しません。

④ 13文字以上の信号のみ

バッファメモリに12文字分のデータを取り込み次第に12文字記録し、続いて残りのデータを取り込みます。12文字に達するごとに記録します。11文字以下の場合は、記録を行ないません。内部のデータも記録しません。

注 意


文字データの最後には必ずターミネータを出力してください。ターミネータがない場合は記録を行ないません。

インタフェース

ブリンタのインタフェースは、8ビットパラレル方式です。 コネクタのピン配列と、信号授受のタイムチャートを下図に示します。

В		Α
BUSY	8	DATA 0
ACK	7	DATA1
N.C.	6	DATA2
GND	5	DATA3
GND	4	DATA4
BUSY	3	DATA5
DATA7	2	DATA6
+ 5 V	1	STROBE

図4-2 プリンタ コネクタ



文字コード表

プリンタのコードを下表に示します。

			- 1								
烮	0 0	•••	02	03	04	05	:	11	12	13	
0	NUL		SP	0	@	Р		-	g	!	
1	TC ₁ (SOH)		!	1	Α	Q		ア	チ	4	
2	TC ₂ (STX)		"	2	В	R		1	ッ	×	
3	TC ₃ (ETX)		#	3	С	S		ゥ	テ	モ	
4	TC ₄ (ECT)		\$	4	D	Т		エ	۲	ヤ	
5	TC 5 (ENQ)	1	%	5	Ε	U		オ	ナ	ュ	
6	TC8 (ACK		&	6	F	V	L.	カ	=	3	
7	BEL.			7	G	W	<u> </u>	+	ヌ	ラ	
8	FE ₀ (BS	1	(8	Н	X		1	ネ	y	
9	FE ₁ (HT))	9	1	Υ		5	1	ル	
10	FE ₂ (LF		*	<u>]</u> :	J	Z	_	7	_^	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u> </u>
11	FE ₃ (VT	\setminus	+	;	K	[_	#	٤	P	<u> </u>
12	FE ₄ (FF		Ţ,	<	L	¥	_	シ	7	+	
13	FE ₅ (CR	1		=	М)		ス	1^	+	
14			•	>	N	1	\perp	12	ホー	+	-
15			/	7	0		-	<u> </u>	7	٥	<u> </u>

※ 列00は全てターミネータとして処理

4-2-2 プリンタ(外部モードB)

ブリンタの外部モードBは、外部機器から与えられたコマンドによって制御されます。コマンドにより、内部のデータを選択的に記録させることや、時計にデータを設定することができます。また外部からの文字情報を記録することもできます。

外部モードの 操作手順

| MONTH |

外部モードBの設定は、次の手順で行ないます。

- ① STOPスイッチをSTOP(押された状態)または、全体のHEAT.スイッチをOFF(押されていない状態)にします。
- ② プリントモードスイッチをPRT. EXT.に設定します。
- ③ STOP スイッチをOFF (押されていない状態)にし、記録を始めます。
- ④ 外部機器よりコマンドを入力します。

コマンド麦

HOUR

プリンタを制御するコマンドは、下表のような種類があります。

コマンド名	コマンドフォーマット	機 能
	DS×x,×x,×x CR/LF	年・月・日を時計に設定。
DATA SET	TS×x,×x,×× CR/LF	時・分・秒を時計に設定。
TIME SET	PFn CR/LF(n=00~15)	プリントフォーマットの設定。
PRINT FORMAT	PLn CR/LF(n=0~3)	プリントの繰返し周期の設定。
PRINT REPEAT LENGTH	DNn CR/LF(n=00~99)	データナンバーの設定。
DATA NO. SET	DMn CR/LF(n=0~2)	データナンバーの加算または滅算。
DATA NO. UP/DOWN	LBc ₁ ~c ₁₂ CR/LF	記録するキャラクタの入力。
LABEL	LP CR/LF	入力したキャラクタを記録。
LABEL PRINT	LF CR/LI	7 (7)

注 意

- ① コマンドは全てASCIIの大文字で入力してください。 文字のコード表は、前ページにありますので参照してくだ さい。
- ② コマンドDS・TSのデータ(表の×)は数字のみです。 日付は、各月とも31日まで受付けます。月・時・分・秒 は、有り得ないデータ(例13月25時70分80秒)の 場合無視します。

次に各コマンドについて説明します。

DATE SET

年・月・日を設定するコマンドです。各データは2桁の数字で,区 切にはカンマを入れます。年は西歴として判断し,自動的に閏年の 補正を行ないます。

BASICソフトでは LPRINT "DS88,04,01"

TIME SET

時・分・秒を設定するコマンドです。各データは2桁の数字で,区 切にはカンマを入れます。時間は24時制で入力してください。

PRINT FORMAT 内部モードの記録の選択コマンドです。入力されたパラメータにより、日付・時間・速度・データ番号を下表のように選択して記録します。パラメータは2桁の数字で、16以上は無視します。

パラメ	ı	PRINT	FORMAT		
-9	DATA	TIME	SPEED	NO.	
0.0	_	_	-	_	内部データは記録しない。
01			_	0	番号の記録
02		_	0		速度の記録
03		_	0	0	速度・番号の記録
0 4		0	_	, 1	時間の記録
05		0	_	0	時間・番号の記録
06		0	0	_	時間・速度の記録
07		0	0	0	時間・速度・番号の記録
08	0	_	-	_	日付の記録
09	0		-	0	日付・番号の記録
10	0		O		日付・速度の記録
11	0		0	0	日付・速度・番号の記録
12	0	0	-	_	日付・時間の記録
13	0	0	-	0	日付・時間・番号の記録
14	0	_ 0	0		日付・時間・速度の記録
15	0	0	0	0	日付・時間・速度・番号の記録

デフォルト(初期値)は, パラメータnが00です。

例 時間と速度のみを記録する。

PRINT REPEAT LENGTH 内部モードの記録の繰返し長を選択するコマンドです。入力された パラメータにより下表のような長さになります。パラメータは1桁 の数字で、4以上は無視します。

パラメータ	繰返しの長さ
7.77-7	
0	記録紙が 450 ண送るごとに内部モードを記録
1	記録紙が300 ***送るごとに内部モードを記録
2	記録紙が 200 ஊ送るごとに内部モードを記録
3	記録紙が 150 ***送るごとに内部モードを記録

デフォルト(初期値)は, パラメータnが 0 です。

DATA NO. SET

データ番号を設定するコマンドです。データは2桁の数字です。

DATA NO. UP/DOWN データ番号の数値を増減させるコマンドです。入力されたパラメー タにより、データ番号を記録するごとに自動的に数値を増減します。

パラメータ		デ	_	B	番	号	の	増	滅			
0	データ番号を変更											
1	データ番号に 1を											
2	データ番号から1	をは	成算	する	。(1	番号	000	り場合	は,	ع 99	します	·°) _

デフォルト(初期値)は,パラメータnが0です。

LABEL

記録する文字(キャラクタ)を入力するコマンドです。キャラクタはASCIIコードで入力してください。キャラクタは12文字までです。13文字以後は無視します。

LABEL PRINT

LABEL コマンドで入力されたキャラクタを記録するコマンドです。 このコマンドが入力されなければ、入力されたキャラクタはメモリ に取り込まれるだけで記録しません。

(例) 「ABC123DEF」と記録する場合LBABC123DEF CR/LF(キャラクタ入力)LP CR/FL(記録の実行)


注 意

• L P コマンドは、P F コマンドおよび P L コマンドよりも優先します。

つまり、LPコマンドでキャラクタを記録途中に、PLコマンドで指定された内部モード記録を行なう位置に達した場合 LPコマンドで指定されたキャラクタの記録を続けます。 PLコマンドで指定された次の回に内部モードの記録を行ないます。

5. ラックアングル取付方法

① 両側に取付けてあるサイドカバー上側3ケ所のネジを外し、図のようにラックアングルを取付けます。



注意 使用するネジを間違えますと、内部機構をいためることがあります。

・使用ネジ

チャネル数	(1)黒色ネジ	(2)銀色ネジ	(3)平ワッシャ4小
2 ~ 6	M 4 × 1 2	M 4 × 1 0	2
8	M 4 × 2 0	M 4 × 1 8	2

6. 仕 様

6-1 本体仕様

ペンモータ型名												
項目			GS 3 3	10型						GW 3 3	10型	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
チャネル数	$2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 12$ $1 \cdot 2$. 3	1 • 6			
記録振幅	±20 =	1 · 2 · 3 · 4 · 6 ±20 mm ±40 mm										
記録方式	き售機	熱書き(黒色または青発色)										
入 力 形 式	ガード	ガードシールド付アースフローティング										
回路形式	DC +	DC サーボ方式										
入 力 抵 抗	ポテン	ポテンショメトリック										
		/ 20 mm					± 2	2.5 V z	40 mm			
確 度	フルス	ケールの	±0.5%以	内(非	直線性よ	よび	下感带 2	を含む	a)			
│ │ 周 波 数 特 性	10 жи	p-p : (~ 140	Hz (+5	10%) 20) ## D	_p :	0 ~ 60	На (.	5 · - 10%)
(1 Hz基準)	ZU **	p-p : (~ 100)Hz (+5 • -	10%) 40) ## D.	_ n :	0 ~ 45	U~ ()	5 · - 10%) 5 · - 10%)
	40 **	p-p : 0	~ 60	Hz (+5 • -	10%) 80) ## p.	-p:	0 ~ 30	112 (+	5 · - 10%) 5 · - 10%)
基準電圧	1 V <	確度 ± 0.	2%>								ш2 (т	3 10%)
記録紙送り速度	5 · 10	· 25 · 50	· 100 · 2	50 · 50	Omm/sec &	min to	よびE	XT (5		cMAX) <	羅胺 + 0.204	+05>
タイムマーカ	5・10・25・50・100・250・500 mm/sec & mix および EXT (50 mm/sec MAX) <確度 ± 0.2% ± 0.5 mm > 1・10 sec または 1・10 mixに 1 回の マーク <確度 ± 0.1% >および外部接点の短絡または TTLレベルに											
イベントマーカ	押しボタ	タンによる	操作また	は外部	接点の知	絡また	こは T	T L L	ベルに	よるリモ	- 	
記録紙送りリモート	外部接点	はの短絡ま	たは TT	Lレベ	ルによる	ON-	OFF !	ノモー	. -			
ペンヒータのリモート	外部接点	点の短絡ま	たはTT	L レベ	ルによる	ON-	OFF !	ノモー	-			
記録紙巻戻し		/sec (😐 🗕				_		_				
		A-380:2・4チャネル型 A-380:1・2チャネル型										
印 字 (オプション)		A-381:6・8・12チャネル型 A-381:3・4・6チャネル型										
	内部印字 外 <i>部</i> 印字	内部印字:年月日・通電時間または時刻・送り速度 外部印字:外部からの ASCII・カナコードにて英数字・記号・カナ文字										
	AC1007	ア・クト部ル	900 AS	ントト・カナ 	コードに	て英数	字●記	号・カ	ナ文字			
所要電源	型)は第	上指定(220 · 24 50 · 60	UVセレ: 1g出田)	クタ付)	±109	8但し:	1チャ	ネル (G	W3101型)・2チャネ	v(GS3101
消費電力(約)					T	Τ		г —				
[LH: 10 ** p_p]	2 L(H)	4L(H)	6L(H)	8L(H)	12L(H	10	L(DH)	2DL	(DH)	3D1 (DH)	4DL(DH)	en (nu)
140 Hz時 DL(DH): 20***p-p											40L (UH)	OUL (DH)
70 Hz時	250VA	340VA	430VA	520VA	700VA	15	5VA	185	5VA	215VA	245VA	305VA
	W: 430	N: 430 H: 187 は共通										
(公差±3ѭ)	199(D)	289(D)			(D) 64	9(D)	1990	(Q)	289(D	379(0) 450(D)	T (40(p)
_ 単	1 3 kg	18 kg	24 kg			1 kg	12/		16 kg			+
	0° C ~ 4° C											
使用湿度範囲	30~85	% R.H.			<u>-</u>							
※ 必弗爾力 チ												

[※] 消費電力, 重量はプリアンプを含む。

6-2 プリアンプ仕様

J.	[]	型	式	A L 3301	AL3302	AH3301	АН 3 3 0 2				
最	高	感	度	5 m ∨ / cm	2.5 m ∨ / cm	1 m V / cm	0.5 m V / cm				
測	測定 レンジ 0.5・1・2・5・10・20 (2.5 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500mV 025 · 0.5 · 1 · 2.5 · 5 · 10 · 25 · 50V/cm	1·2·5·10·20·50 ·100·200·500mV 1·2·5·10·20·50· 100·200·500V/cm	0.5 · 1 · 2.5 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 mV 0.5 · 1 · 2.5 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 V/cm						
<u> </u>	93.50	/L н <u>е (</u>		± 1%(基準レンジ 500mV/cm)	± 1 % (基準レンジ 250mV /cm)	±1%(基準レンジ 500mV/cm)	± 1 % (基準レンジ 250mV /cm)				
入	カ	形	式	ガードシールド付アー	ガードシールド付アースフローティング						
入	カ	抵	抗	1 MΩ 一定	1 MΩ 一定						
最.	大許容	入力'	電圧	DC 500 V (含. 同相電	DC 500 V (含. 同相電圧)						
感	度	調	整	測定レンジ間連続可変							
校	Œ	電	圧	測定レンジの 2 倍 (20 ஊ)	測定レンジの 4 倍 (40 軸)	測定レンジの 2 倍 (20 ண)	測定レンジの 4 倍 (40 **)				
~	ン位	置源	調整 フルスケールの任意の位置に設定可能								
同	相	除	去	DC: 130 dB • AC: 110 dB DC: 140 dB • AC: 120 dB							
入	カァ	1 1 1	, 9			内蔵 (スイッチにて 50Hz, 60Hz, OFF 切割 ON の場合の周波数特性 0~5Hz)					
組	台世~	ペンモ	- <i>§</i>	GS3310	GW3310	GS3310	GW3310				

6-3 付属品

• 標準付属品

品 名	数 量	品 名	数 量
取扱説明書	1 ##	付属品収納袋	1枚
記録紙	1 巻(冊)	電源コード	1 本
入力コード	チャネル数	※ ヒューズ 5A(2~ 6チャネル) 7A(8~12チャネル)	2 本
ビニールカバー	1 枚	リモートコネクタ(14ピン)	1個
プラスドライバー	1 本	校正信号用コード	1本
マイナスドライバー	1 本		
L型セットレンチ	1 本		

※ AC220,240Vの時は

2.5A(2~6要素)


4A(8~12要素)


となります。

・印字オプション付属品

品 名	数量
印字コネクタ(16ピン)	1個

7. 外 観 図





◆本書の記載事項はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

WR3320 取扱説明書 (WR3320-UM-102) 2001年7月20日発行 第2版 第3刷 001

発 行 横浜市戸塚区品濃町503-10 グラフテック株式会社 販売助成部

グラフテック株式会社

東日本計測営業所

☎ (03) 5487-3521 (代)

〒141-8707 東京都品川区西品川3-19-6

東日本計測営業所 関東出張所 ☎(03)5487-3521(代)

〒141-8707 東京都品川区西品川3-19-6

東日本計測営業所 神奈川出張所 ☎(045)825-6340(代)

〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

đ,

中部計測営業所 ☎(052)776-0821(代)

〒465-0022 名古屋市名東区藤森西町913

西日本計測営業所 ☎(06)6821-8821(代)

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3−17−15

西日本計測営業所 九州駐在 在 (092) 474-2441 (代)

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1--11-5アサコ博多ビル

〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10